

* * * Inspeção de bactérias intestinais * * *

O teste de bactérias intestinais é um teste importante para investigar se há bactérias causadoras de intoxicação alimentar no intestino

1. Vamos distribuir o kit com o seu nome impresso


Por favor, não coloque o saco



2. Para os recém-chegados e aqueles que perderam o kit, por favor use aqui


Por favor, escreva seu nome em katakana

Se o seu nome não estiver escrito, se você não puder lê-lo, seu nome não aparecerá no relatório de inspeção. Será reexaminado.




【Como coletar amostras】

① キャップのはずし方




1. Para abrir devagar

② 便のとり方



2. Perfure a ponta três vezes e colete 0,5 g

③ キャップの差し込み方



3. Fechar bem

<Atenção>

1. Não há problema, mesmo se o sangue é misturado com a menstruação
2. Por favor, envie-o dentro de uma semana após a coleta
3. Por favor, envie por correio ou correio.



Nome da empresa Mirai.Inc
Endereço 〒359-1111 2-7-13 Midoricho, Tokorozawa-city, Saitama Prefecture
TEL 042-968-4097
FAX 042-968-4098